

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	043282
<b>Désignation</b>	Pipettes de transfert



### Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Incassables
- ✓ Non toxiques
- ✓ A faible affinité pour les protéines
- ✓ A usage unique
- ✓ Poire intégrée à la pipette
- ✓ Non stériles
- ✓ Graduées – 1<sup>ère</sup>/dernière graduation 0,1/0,3 ml
- ✓ Volume du bulbe 0,8 ml
- ✓ Volume bulbe + tige 1,5 ml
- ✓ Longueur 116 mm
- ✓ Goutte par ml : 21

### Unité de vente :

500 Pipettes de transfert