

FICHE TECHNIQUE

Référence	043293
Désignation	PIPETTE DE TRANSFERT SPECIALE NON STERILE 0,2 ML - 30 μ L



Description :

- ✓ Pipettes de transfert Padl-Pet Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comporte un bulbe de pipette intégré qui élimine la nécessité de bouchage, conditionnement et autoclavage et empêche toute contamination croisée.
- ✓ Taille des gouttes de 30 μ l
- ✓ Contenance du bulbe 0.2 ml
- ✓ Matière PE non toxique et incassable
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

500 Pipettes