

FICHE TECHNIQUE

Référence	043335
Désignation	Pipettes de transfert



Description :

- ✓ Usage unique
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Incassables
- ✓ La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation
- ✓ Non stériles
- ✓ Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- ✓ Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- ✓ Volume : 4 ml
- ✓ Bulbe : 1.9 ml
- ✓ Longueur : 129 mm
- ✓ Gouttes par ml : 25

Unité de vente :

400 Pipettes
