

## Désignation

- Pipettes de transfert

## Référence

- 043336M

## Unité de vente

500 Pipettes



---

## Description

Les pipettes de transfert à usage unique sont adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire. Ces pipettes sont fabriquées en polyéthylène et sont donc incassables. La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation.

## Caractéristiques techniques

- En polyéthylène
- Volume total : 5 ml
- Stérile
- Emballage par 10
- Volume bulbe : 1,9 ml
- Volume par goutte : 23 ml

