


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	043468
<b>Désignation</b>	Plaque 384 puits fond carré pour culture cellules blanc



---

### Description :

- ✓ Plaque 384 puits
- ✓ Puits 120  $\mu$ l
- ✓ Matière : polystyrène
- ✓ Pour toutes les applications en fluorescence, luminescence, scintillation ou tests Elisa.
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Pour la culture de tissus, la haute ou la faible fixation des protéines

### Unité de vente :

100 Plaques

---