

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	044022
<b>Désignation</b>	Amicon™ Ultra



### Description :

- ✓ Unité d'ultrafiltration à centrifuger Amicon Ultra 4 Millipore
- ✓ Volume max (ml) : 4
- ✓ Seuil de coupure (Kda) : 10
- ✓ 10 à 20 minutes de centrifugation
- ✓ Une récupération élevée de l'échantillon (~ 90 %)
- ✓ Compatible avec les différents rotors
- ✓ Angle fixe et panier basculant
- ✓ 1 seule étape de centrifugation
- ✓ Intégrité testée à 100 %

### Unité de vente :

96 unités de filtration

---