

FICHE TECHNIQUE

Référence	044025
Désignation	Amicon Ultra 4 ml



Description :

- ✓ Avec membrane Ultracel™ en cellulose régénérée à faible adsorption, idéale pour une utilisation avec les solutions protéiques diluées
- ✓ Convient également pour la filtration rapide de milieux complexes comme le serum ou les lysats cellulaires
- ✓ Rapide : 10 à 20 minutes de centrifugation
- ✓ Une récupération élevée de l'échantillon (>90%)
- ✓ Compatible avec les différents rotors
- ✓ Angle fixe et panier basculant
- ✓ Un design innovant
- ✓ 1 seule étape de centrifugation
- ✓ Intégrité testée à 100%
- ✓ Seuil de coupure KD : 30

Unité de vente :

96 Amicon Ultra 4 ml