

FICHE TECHNIQUE

Référence	044094
Désignation	Support Swinnex



Description :

- ✓ Support Swinnex 25
- ✓ Pour la filtration sous pression de petits volumes de liquides distribués avec une seringue
- ✓ Livrés sans filtre, sans préfiltre
- ✓ En polypropylène autoclavable avec le filtre membrane en place
- ✓ Joints en silicone
- ✓ Entrée Luer lock femelle, sortie Luer Slip mâle
- ✓ Pression d'entrée : 3.5 bar
- ✓ Température d'utilisation maximale : 121 °C
- ✓ Longueur : 3.7 cm
- ✓ Diamètre : 3.2 cm
- ✓ Surface de filtration : 3.4 cm²
- ✓ Diamètre filtre : 25 mm
- ✓ Diamètre préfiltre : 22 mm

Unité de vente :

12 Supports Swinnex