

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	044098B
<b>Désignation</b>	Bouchon



### Description :

- ✓ Bouchon en silicone avec revêtement parylène
- ✓ Bouchon n°5
- ✓ Perforé
- ✓ Pour fiole à vide 125 ml réf. 044097B
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  partie inférieure x  $\varnothing$  partie supérieure x hauteur) : 24 x 29 x 25 mm
- ✓  $\varnothing$  de la perforation centrale : 9,3 mm

### Unité de vente :

5 Bouchons

---