

FICHE TECHNIQUE

Référence	044100B
Désignation	Support filtre 47 mm



Description :

- ✓ Support filtre en Pyrex Millipore
- ✓ Livré complet avec entonnoir, grille support filtre, pince d'assemblage en aluminium anodisé et bouchon en silicone percé
- ✓ Grille support en verre fritté pour les analyses bactériologiques de l'eau, analyses des matières solides en suspension dans l'eau

Caractéristiques techniques :

- ✓ \varnothing du filtre : 47 mm
- ✓ Capacité entonnoir : 15 ml
- ✓ Raccord bouchon perforé : n°5

Unité de vente :

1 Support filtre 47 mm