


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	044117
<b>Désignation</b>	Filtre membrane



---

### Description :

- ✓ Filtre membrane MF pores 0.65  $\mu\text{m}$ , diamètre 25 mm Millipore
- ✓ Membrane constituée d'un mélange d'esters de cellulose (nitrate et acétate). Filtres standard convenant à une grande variété d'applications en analytique et en recherche. D'autres diamètres sont disponibles sur demande
- ✓ Autoclavables à 121 °C
- ✓ Utilisation recommandée à une température inférieure à 75 °C
- ✓ Compatibilité chimique : solutions aqueuses et solvants non polaires

### Unité de vente :

100 Membranes

---