


FICHE TECHNIQUE

Référence	044121
Désignation	Filtre membrane



Description :

- ✓ Membrane constituée d'un mélange d'esters de cellulose (nitrate et acétate)
- ✓ Filtre standard convenant à une grande variété d'applications en analytique et en recherche
- ✓ Autoclavable à 121°C
- ✓ Utilisation recommandée à une température inférieure à 75°C
- ✓ Compatibilité chimique : solutions aqueuses et solvants non polaires
- ✓ Applications : clarification et stérilisation de fluides, contrôle de la contamination particulaire de l'air, analyses microbiologiques
- ✓ Porosité 0,22 µm
- ✓ Surface Ø 47 mm

Unité de vente :

100 Filtres membranes