


FICHE TECHNIQUE

Référence	044123
Désignation	Filtre membrane MF



Description :

- ✓ Filtres standard convenant à une grande variété d'applications en analytique et en recherche
- ✓ Membrane constituée d'un mélange d'esters de cellulose (nitrate et acétate)
- ✓ Applications : clarification et stérilisation de fluides, contrôle de la contamination particulaire de l'air, analyses microbiologiques
- ✓ Compatibilité chimique : solutions aqueuses et solvants non polaires
- ✓ Autoclavables à 121 °C
- ✓ Utilisation recommandée à une température inférieure à 75 °C
- ✓ Coloris : membrane blanche quadrillée noire
- ✓ Porosité 0,45 µm
- ✓ Surface quadrillée
- ✓ Ø 47 mm

Unité de vente :

100 Filtres membrane MF