


FICHE TECHNIQUE

Référence	044169
Désignation	Membrane 0,22 µm



Description :

- ✓ Membrane express plus
- ✓ En polyéthersulfone (PES)
- ✓ Pour la filtration stérilisante ultra-rapide de milieux de culture cellulaire, d'additifs et autres solutions aqueuses
- ✓ Débit et capacité très élevés
- ✓ Faible adsorption protéique
- ✓ Autoclavable (20 minutes à une température max. de 121°C)
- ✓ Porosité 0,22 µm
- ✓ Dimensions Ø 47 mm

Unité de vente :

100 Membranes 0,22 µm