

FICHE TECHNIQUE

Référence	044208
Désignation	Filtres membrane Isopore



Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Translucide pour les observations au microscope
- ✓ Surface parfaitement lisse pour une observation plus facile de l'échantillon
- ✓ Pores cylindriques calibrés
- ✓ Compatibilité chimique : solutions aqueuses, solvants non polaires, alcools
- ✓ Utilisation jusqu'à 140 °C
- ✓ Porosité : 0,4 µm
- ✓ Diamètre : 47 mm

Unité de vente :

100 Membranes
