


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	044225
<b>Désignation</b>	Papier filtre



### Description :

- ✓ Papiers filtre en microfibres de verre Merck Millipore
- ✓ Pour la préfiltration afin de protéger une membrane de microfiltration lors de filtration de solutions colmatantes
- ✓ grande capacité de rétention des particules dans toute l'épaisseur
- ✓ Type AP20 (rétention nominale 1  $\mu\text{m}$ )
- ✓ Possèdent une résine acrylique de liaison afin d'éviter tout relargage de fibres lors de la filtration
- ✓ Diamètre : 47 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre

---