

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	044319
<b>Désignation</b>	Bande 150 membranes EZ-Pak® blanches quadrillées Merck Millipore - Pores 0,22 $\mu\text{m}$ - $\varnothing$ 47mm



### Description :

- ✓ Pour une utilisation avec le distributeur EZ-Pak® Curve
- ✓ Gain de temps : bande de 150 membranes
- ✓ Large choix de membranes
- ✓ Traçabilité : référence, n° lot, ordre des membranes sur chaque film de protection des membranes et certificat de qualité détaillée
- ✓ Possibilité d'utilisation avec les entonnoirs Microfil avec membranes EZ-Pak

### Unité de vente :

600 Membranes