

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	044354
<b>Désignation</b>	Entonnoirs et membranes



### Description :

- ✓ Entonnoirs Microfil® et membranes quadrillées S-Pak™ Millipore
- ✓ Le système Microfil® comprend des entonnoirs de filtration stériles et des membranes quadrillées S-Pak® en ester de cellulose
- ✓ Utilisation avec une rampe de filtration Microfil® ou EZ-Fit™ avec tête Microfil®
- ✓ Membrane de diamètre 47 mm
- ✓ Type 4 : Analyses microbiologiques en général
- ✓ Volume entonnoir : 100 ml
- ✓ Membrane noires pores 0.45 µm

### Unité de vente :

1 bande de 150 membranes, 150 entonnoirs