

FICHE TECHNIQUE

Référence	044701
Désignation	Plaque 96 puits PCR framestar cadre bleu



Description :

- ✓ Plaques PCR 96 puits de type "Hardshell" à deux composants de plastique : polycarbonate rigide pour le cadre et la jupe, puits en polypropylène qualité médicale, paroi fine
- ✓ Marquage alphanumérique pour une meilleure visibilité
- ✓ Standard SBS avant et après PCR
- ✓ Recommandées pour PCR à faible volume
- ✓ Utilisation fiable avec robots et empileurs
- ✓ Paroi fine, pas de déformation, meilleure adhérence des films adhésifs, optimisées pour le thermo-soudage
- ✓ Évaporation diminuée, économie de réactifs
- ✓ Intégrité des puits garantie
- ✓ Production en salle blanche
- ✓ En option code-barres et couleur
- ✓ Compatibilité des plaques avec les robots ou appareils PCR et certificat de lot de production sur demande
- ✓ Autoclavable

Unité de vente :

50 Plaques