


## Désignation

- Microplaque PCR 384 puits Framestar cadre violet

## Référence

- 044706

Unité de vente : 50



---

## Description

- Microplaque conçue pour la PCR à haut débit
- Puits en polypropylène
- Cadre en polycarbonate, angle coupé A24
- Volume de travail : <math><30\mu\text{l}</math>
- Capacité totale du puits :  $55\mu\text{l}$
- Conçu pour être utilisé sur des thermocycleurs standard
- Aucune contamination ou modification des échantillons. Testé dans une large plage de températures. Récupération maximale de l'ADN après un stockage à basse température et des incubations à haute température. Idéal pour les applications sensibles avec un apport d'acide nucléique ultra-faible.
- Qualité Sans DNase, RNase, ADN génomique humain et endotoxine/pyrogène.

