

FICHE TECHNIQUE

Référence	044740
Désignation	Microtubes PCR



Description :

- ✓ En polypropylène vierge – fabriqué en salle blanche (certifiée ISO 7)
- ✓ Avec bouchon plat
- ✓ Certifié sans contaminants
- ✓ Exempt de DNase, RNase, ADN humain, Endotoxine
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Tube de 0,2 ml
- ✓ Volume de travail : <200 µl – capacité totale du puit : 300 µl
- ✓ Compatibles avec les thermocycleurs avec bloc chauffant de 0,2 ml
- ✓ Dimensions du tube (Ø x h) 5,40 x 20,10 mm

Unité de vente :

1000 Microtubes