

Désignation

- Tube pcr 0,2 ml bouchon dome
- Référence : 044741

Unité de vente : 1000



Description

- Tube PCR individuel, avec bouchons attachés pour fermeture rapide
- Profil standard
- Puits de 0,2 ml
- Matière : polypropylène
- Volume de travail : <math><200 \mu\text{l}</math>
- Capacité totale des puits : 300 μl
- Sans DNase, RNase, ADN génomique humain et endotoxine/pyrogène
- Convient à tous les thermocycleurs à bloc standard de 0,2 ml

