

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	044759
<b>Désignation</b>	Plaque PCR 96 puits



---

### Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Marquage noir pour faciliter le remplissage des puits
- ✓ Plaque universelle compatible avec la plupart des thermocycleurs et séquenceurs (ABI, Biorad, Eppendorf, etc.)
- ✓ Compatible avec les films adhésifs, films à sceller et barrettes de bouchons plats et dômes
- ✓ Certifiée sans contaminants humains, DNase et RNase free et sans pyrogènes
- ✓ Autoclavable

### Unité de vente :

50 pièces

---