

FICHE TECHNIQUE

Référence	044762
Désignation	BARRETTE PCR DE 8 TUBES AVEC BARETTE DE BOUCHONS DOMES 4Ti-0780 x125



Description :

- ✓ Barrette de 8 tubes PCR 0.2ml avec bouchons forme dôme
- ✓ Compatible avec la majorité des thermocycleurs (dont ABI)
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Certifiés sans contaminants
- ✓ RNase DNase free

Unité de vente :