

**Désignation**

- Plaques PCR FrameStar

**Référence**

- 044763

**Unité de vente**

50 plaques



---

**Description**

Plaques PCR FrameStar 96 puits, sans jupe, low profile - Noir/Blanc

**Caractéristiques techniques**

- Plaques PCR de type "Hardshell" à deux composants de plastique : polycarbonate rigide pour le cadre et la jupe, puits en polypropylène qualité médicale, paroi fine
- Marquage alphanumérique pour une meilleure visibilité
- Standard SBS avant et après PCR
- Recommandées pour PCR à faible volume
- Utilisation fiable avec robots et empileurs
- Paroi fine, pas de déformation, meilleure adhérence des films adhésifs, optimisées pour le thermo-soudage
- Evaporation diminuée, économie de réactifs
- Intégrité des puits garantie
- Production en salle blanche
- Autoclavable : Oui
- Nombre puits : 96
- RNase/DNase free

