

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	044783
<b>Désignation</b>	Microplaques PCR



### Description :

- 
- Plaques PCR de type "Hardshell" à deux composants de plastique : polycarbonate rigide pour le cadre et la jupe, puits en polypropylène qualité médicale, paroi fine
- Marquage alphanumérique pour une meilleure visibilité
- Standard SBS avant et après PCR
- Recommandées pour PCR à faible volume
- Utilisation fiable avec robots et empileurs
- Paroi fine, pas de déformation, meilleure adhérence des films adhésifs, optimisées pour le thermo-soudage
- Evaporation diminuée, économie de réactifs
- Intégrité des puits garantie
- Production en salle blanche
- En option code barre et couleur
- Compatibilité des plaques avec les robots ou appareils PCR et certificat de lot de production sur demande

### Unité de vente :

50 Plaques

---