

FICHE TECHNIQUE

Référence	044798
Désignation	Microplaques PCR



Description :

- ✓ Plaque 96 puits pour QPCR
- ✓ Semi-jupée avec le coin coupé en bas à droite
- ✓ Cadre rigide, transparent en polycarbonate
- ✓ Marquage alphanumérique noir
- ✓ Puits blancs en polypropylène paroi fine
- ✓ Certifiée DNASE et RNASE free, apyrogène
- ✓ Fabriquée en chambre propre
- ✓ Pour LC480

Unité de vente :

50 Plaques
