

## Désignation

- Plaques Pcr 96 Framestar

## Référence

- 044799

## Unité de vente

50 Plaques

---

## Description

Plaques PCR Framestar 480 pour machine Roche LC480

## Caractéristiques techniques

- ✓ Plaque 96 puits pour QPCR
- ✓ Semi-jupée avec le coin coupé en bas à droite
- ✓ Cadre rigide, transparent en polycarbonate transparent
- ✓ Marquage alphanumérique noir pour lightcycler
- ✓ Fabriquée en chambre propre

