

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	044800
<b>Désignation</b>	Plaque PCR 96 puits



### Description :

- ✓ Cadre en polycarbonate pour une plus grande rigidité, puits en polypropylène, paroi fine pour optimiser les transferts thermiques
- ✓ Semi-jupé
- ✓ Puits blancs pour optimiser les résultats de PCR quantitative
- ✓ Compatible avec les blocs FAST des machines ABI (PCR et QPCR)
- ✓ Grille alpha-numérique pour une meilleure identification
- ✓ Transparent

### Certificats :

- ✓ Non stérile, exempt de DNases, RNases, pyrogènes et ADN humain

### Caractéristiques techniques :

- ✓ 96 puits - Volume puits : 200  $\mu$ l
- ✓ Dimensions : 127,7 x 85,48 x 16,70 mm ( $\pm$ 0,25 mm)

**Unité de vente :** 50 Plaques PCR