

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	044802
<b>Désignation</b>	Microplaques



### Description :

- ✓ Framestar pour LC480
- ✓ Plaque 96 puits pour qPCR
- ✓ Semi-jupée avec le coin coupé en bas à droite
- ✓ Cadre rigide, transparent en polycarbonate
- ✓ Marquage alphanumérique noir
- ✓ Puits blancs en polypropylène paroi fine
- ✓ Certifiée DNASE et RNASE free, apyrogène
- ✓ Fabriquée en chambre propre

### Unité de vente :

50 Plaques

---