


FICHE TECHNIQUE

Référence	044803
Désignation	Plaque 044799 + film 016540F



Description :

- ✓ Microplaque PCR Framestar 480 pour machine Roche LC480
- ✓ Cadre en polycarbonate, puits en polypropylène
- ✓ 96 puits pour qPCR
- ✓ Semi jupée avec coin coupé en bas à droite
- ✓ Cadre rigide
- ✓ Marquage alphanumérique noir
- ✓ Puits en polypropylène à paroi fine
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Fabriqué en chambre propre
- ✓ Certifié sans DNase, RNase, aporygène
- ✓ Autoclavable
- ✓ Film adhésif qPCR « adhesive seal 4titude » en feuille
- ✓ Dimensions de la plaque : 127,70 x 85,48 x 15,60 mm ($\pm 0,25$ mm)

Unité de vente :

50 Plaques 044799 + film 016540F