

Désignation

- Barrette 8 tubes clairs et capuchons dôme FrameStrip

Référence

- 044823

Unité de vente

120 Barrettes



Description

Barrette 8 tubes clairs et capuchons dôme FrameStrip

Caractéristiques techniques

- Cadre en polycarbonate et puits en polypropylène vierge : réduit les risques de contaminations puits à puits lors du retrait des bouchons
- Tubes PCR polypropylène vierge paroi fine
- Languette de pose et de dépose
- A puits blancs pour qPCR ou essais optiques
- Autoclavable : Oui
- RNase/DNase free : Oui
- Coloris cadre : noir

