


### Désignation

- Framestrip barrette 8 tubes PCR cadre bleu bouchon optique plat 4ti-0786/b

### Référence

- 044824



Unité de vente : 120

---

### Description

- Bandelette de tubes PCR à 8 puits avec cadre PC
- Longueur de bande  $83,22 \pm 0,25$  mm
- Largeur de bande  $9,00 \pm 0,25$  mm
- Hauteur de bande  $20,80 \pm 0,25$  mm
- Profondeur du puits  $20,30 \pm 0,15$  mm
- Diamètre du puits  $5,46 \pm 0,10$  mm
- Capacité totale du puits 0,3 ml (300  $\mu$ l)
- Volume de travail <0,2 ml (200  $\mu$ l)
- Pas (distance entre A1 et A2) 9,00 mm
- Sans DNase, RNase, ADN génomique humain et endotoxine/pyrogène
- Fabriqué en polypropylène, pour le transfert de chaleur le plus efficace, ainsi qu'une surface inerte avec de faibles capacités de liaison pour les acides nucléiques, les protéines et autres molécules
- En moulant la partie cadre dans un polymère plus rigide, la stabilité mécanique de la bande a été grandement améliorée par rapport aux produits monobloc traditionnels.
- Les languettes d'extrémité permettent une manipulation et un étiquetage faciles des bandes

