

Désignation

- Barrettes de tubes PCR 8 tubes
cadre vert bouchon optique plat 4ti-0786/g

Référence

- 044825

Unité de vente : 120



Description

- Barrettes de tubes PCR FrameStrip® 8 puits
- Avec barrettes de bouchons plats
- Puits PP transparents
- Cadre PC vert, pack combiné
- Profil standard
- Puits en polypropylène de 0,2 ml
- Cadre en polycarbonate
- Volume de travail : <200 µl
- Capacité totale des puits : 300 µl

