

#### Désignation

- Barrette 8 tubes clairs et capuchons plat FrameStrip

#### Référence

- 044827

#### Unité de vente

120 Barrettes



---

#### Description

Barrette 8 tubes clairs et capuchons plat FrameStrip

#### Caractéristiques techniques

- Cadre en polycarbonate et puits en polypropylène vierge : réduit les risques de contaminations puits à puits lors du retrait des bouchons
- Tubes PCR polypropylène vierge paroi fine
- Languette de pose et de dépose
- A puits blancs pour qPCR ou essais optiques
- Autoclavable : Oui
- RNase/DNase free : Oui
- Coloris cadre : rouge

