

Désignation

- Microplaque PCR 96 puits BREAK A WAY PLATE

Référence

- 044846


Unité de vente

50 plaques



Description

1ère plaque sécable "à la main" ! Combinez les avantages d'un tube PCR avec la facilité de manipulation d'une plaque rigide



Caractéristiques techniques

- Plaques sécables manuellement, à toutes les températures, jusqu'en barrettes de 8 : flexibilité d'utilisation maximale !
- 96 Puits à bords relevés
- Marquage alphanumérique
- Avec puits blancs pour qPCR
- Volume des puits : 250 µl (vol. utile)
- RNase, DNase-free et exemptes d'ADN humain
- Autoclavables
- Compatibles avec la plupart des thermocycleurs