


4titude est heureux de vous présenter sa nouvelle plaque PCR 96 puits :

4ti-0750/TA PLAQUE PCR 96 PUIITS NON JUPEE PRE-DECOUPEE

“TEAR A WAY PLATE”

CARACTERISTIQUES :

- Plaque PCR 96 puits non jupée compatible avec la majorité des thermocycleurs
- Sécable facilement à la main en morceaux ou en barrettes
- Evite l'utilisation des ciseaux, ce qui empêche les risques de contamination et les problèmes liés au découpage par un outil et permet un gain de temps.
- Marquage alpha-numérique noir pour aider au remplissage des puits
- Plaque en polypropylène vierge, qualité médicale pour la biologie moléculaire
- Fabrication en chambre propre (exempt de Dnases, Rnases, apyrogènes ...)
- Compatible avec les barrettes de bouchons dômes (4ti-0752) et plats (4ti-0751)



<http://www.4ti.co.uk/pcr-consumables-and-accessories/one-piece-pp-plates/96-well-pre-perforated-non-skirted-pcr-plate/>

Mise en stock courant juin 2013 . Echantillons disponibles sur demande.

Plaques concurrentes : AB-0600, AB-0900 ou équivalent qui ne se coupe pas à la main

VOS CONTACTS :

Philippe MALZIEU – 06 69 11 13 72 – philippe.malzieu@bio-technofix.com

Yohann ZEDE – 06 67 72 16 16 – yohann.zede@bio-technofix.com