

FICHE TECHNIQUE

Référence	045000
Désignation	Polybroyeur



Description :

- ✓ Broyeur constitué :
 - d'un cylindre à fond conique avec réservoir
 - d'un piston à embout conique
- ✓ Idéal pour le broyage et l'homogénéisation des cellules coriaces
- ✓ Il permet d'effectuer une double action :
 - un premier broyage par la partie cylindrique du piston
 - une homogénéisation très fine dans le fond conique
- ✓ Modèle tout-verre : piston et cylindre en verre
- ✓ Espace cylindre piston : 0,1 à 0,15 mm
- ✓ Type : P20
- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ Ø x h cylindre : 10 x 75 mm

Unité de vente :

1 Polybroyeur
