


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	045070
<b>Désignation</b>	Ensemble cylindre verre + piston verre à action double Duall



### Description :

- ✓ Broyeur constitué d'un cylindre à fond conique avec réservoir et d'un piston à embout conique. Idéal pour le broyage et l'homogénéisation des cellules coriaces.
- ✓ Espace cylindre piston : 0,1 à 0,15 mm.
- ✓ Il permet d'effectuer une double action :
  - un premier broyage par la partie cylindrique du piston,
  - une homogénéisation très fine dans le fond conique.
- ✓ Volume 5 ml
- ✓ Matériau Verre
- ✓ Dimensions  $\varnothing$  x h cylindre : 15 x 150 mm
- ✓ Type : P22

### Unité de vente :

1 Ensemble cylindre verre