

FICHE TECHNIQUE

Référence	045077
Désignation	Piston verre à action double Duall seul



Description :

- ✓ Broyeur constitué d'un cylindre à fond conique avec réservoir et d'un piston à embout conique. Idéal pour le broyage et l'homogénéisation des cellules coriaces.
- ✓ Espace cylindre piston : 0,1 à 0,15 mm.
- ✓ Il permet d'effectuer une double action :
 - un premier broyage par la partie cylindrique du piston,
 - une homogénéisation très fine dans le fond conique.
- ✓ Volume 15 ml
- ✓ Matériau Verre
- ✓ Dimensions \varnothing x h cylindre : 20 x 175 mm
- ✓ Type : P23

Unité de vente :

1 Piston