

FICHE TECHNIQUE

Référence	045104
Désignation	Coupelles de pesée



Description :

- ✓ En polystyrène anti-choc
- ✓ Souples, facilement pliables, pour le transfert, la manipulation et la pesée d'échantillons.
- ✓ Biologiquement inertes
- ✓ Bonne résistance chimique aux alcools, acides dilués, bases, solutions aqueuses
- ✓ Température maximale : 60 °C
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Dimensions : 41 x 41 x 7,9 mm

Unité de vente :

500 Coupelles
