

FICHE TECHNIQUE

Référence	045110
Désignation	Bécher 10 ml



Description :

- ✓ Bécher en polystyrène translucide
- ✓ Avec 4 becs verseurs
- ✓ Applications : absorption atomique, comptage de cellules sanguines, photométrie de flamme

Certificats :

- ✓ Bécher à usage unique
- ✓ Bonne résistance chimique : acides dilués, bases, alcools, solutions aqueuses

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 ml

Unité de vente :

1 000 Béchers 10 ml