

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	045206
<b>Désignation</b>	Tube de culture



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Paroi uniforme pour un transfert maximal de la chaleur et pour une résistance chimique parfaite
- ✓ Autoclavables, réutilisables
- ✓ Assurent une remarquable stabilité aux échantillons
- ✓ Livrés avec capuchons vissants (non montés) avec joint en caoutchouc
- ✓ Volume : 8 ml
- ✓ Dimensions : 13 x 100 mm

### Unité de vente :

72 Tubes

---