

FICHE TECHNIQUE

Référence	045207
Désignation	Tube de culture



Description :

- ✓ Tube de culture
- ✓ En verre borosilicaté à paroi uniforme
- ✓ Volume 12 ml
- ✓ Dimensions : \varnothing x h : 16 x 100 mm
- ✓ Autoclavable, réutilisable
- ✓ Assurent une remarquable stabilité aux échantillons
- ✓ Livrés avec capuchons vissants avec joint en caoutchouc

Unité de vente :

72 Tubes
