

FICHE TECHNIQUE

Référence	045208
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tubes culture
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Paroi uniforme pour un transfert maximal de la chaleur
- ✓ Résistance chimique parfaite
- ✓ Autoclavables
- ✓ Réutilisables
- ✓ Assurent une remarquable stabilité aux échantillons
- ✓ Livrés avec capuchons vissants (non montés) avec joint en caoutchouc
- ✓ Volume : 16 ml
- ✓ Dimensions : 16 x 125 mm

Unité de vente :

72 Tubes
