

FICHE TECHNIQUE

Référence	045211
Désignation	Tube de culture 30 ml



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Paroi uniforme pour un transfert maximal de la chaleur et pour une résistance chimique parfaite
- ✓ Autoclavable, réutilisable
- ✓ Remarquable stabilité des échantillons
- ✓ Livrés avec capuchons vissant avec joint en caoutchouc (livrés non montés)
- ✓ Volume : 30 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing x h) : 20 x 150 mm

Unité de vente :

48 Tubes de culture 30 ml