

FICHE TECHNIQUE

Référence	045225
Désignation	Fiole en verre 8 ml



Description :

- ✓ Fiole haute en verre borosilicaté KG-33
- ✓ Avec col à vis
- ✓ Fond plat
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Sans capuchon
- ✓ Assure une stabilité parfaite des échantillons
- ✓ Peut être complétée par un grand choix de capuchon vissant

Caractéristiques techniques :

- ✓ Type de col à vis : 15-425
- ✓ Volume : 8 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 17 x 60 mm

Unité de vente :

200 Fioles en verre