

FICHE TECHNIQUE

Référence	045254
Désignation	Fioles



Description :

- ✓ Fioles à sérum
- ✓ En verre borosilicaté transparent KG-33
- ✓ Se bouchent à l'aide de bouchon en caoutchouc ou de capsules en aluminium
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables,
- ✓ Idéales, grâce à leur grande neutralité, pour la manipulation et le stockage de réactifs, milieux de culture, plasma sanguin, vaccins, échantillons de chromatographie, etc...
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Ø x h : 15 x 40 mm
- ✓ Ø col : 13 mm

Unité de vente :

288 Fioles
