

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	045257
<b>Désignation</b>	Fiole à sérum 10 ml



### Description :

- ✓ En verre borosilicate transparent KG-33
- ✓ Idéale pour la manipulation et le stockage de réactifs, milieux de culture, plasma sanguin, vaccins, échantillons de chromatographie etc.
- ✓ Autoclavable
- ✓ Congelable
- ✓ Peut être bouché à l'aide d'un bouchon caoutchouc ou d'une capsule aluminium (à commander séparément)
- ✓ Volume 10 ml
- ✓  $\varnothing$  du col : 20 mm
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  x h) : 25 x 54 mm

### Unité de vente :

288 Fioles à sérum 10 ml