

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	045350B
<b>Désignation</b>	Tubes culture



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Col à vis
- ✓ En KIMAX-51
- ✓ Verre de Type 1
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Emballés par plateau sous film plastique
- ✓ Volume : 12 ml
- ✓ Dimensions : 16 x 100 mm
- ✓ Pas de vis : 15-415

### Unité de vente :

1000 Tubes

---